



## KERN Zählwaage CFS, 3 kg

### Artikelbilder



### Beschreibung

- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Über Tastenblock programmierbar:
  - - gewünschte Referenzstückzahl
  - - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Fill-to-target-Funktion
- Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KP-0097
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072124595
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.01 g
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.03 g
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	3 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

