



KERN Zählwaage CFS, 50 kg

Artikelbilder



Beschreibung

- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Über Tastenblock programmierbar:
 - - gewünschte Referenzstückzahl
 - - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Fill-to-target-Funktion
- Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-0098
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072124601
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.001 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.001 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	50 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

