



KERN Zählwaage CPB, 15 kg

Artikelbilder



Beschreibung

Genaueres Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts. Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht. Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl. Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht. Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen. Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.). Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den

Wiegemodus per Tastendruck Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-7289
Hersteller (Marke)	KERN
alte neoLab ArtikelNr.	KP-0317
EAN	4058072284077
Farbe	hellgrau dunkelgrau
Ablesbarkeit	0.0002 kg
Bedienung über	Folientastatur
Reproduzierbarkeit	0.0004 kg
Energieversorgung	Stromnetz
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	15 kg
Hersteller	KERN
Typ Waage	Zählwaage

