




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Reinwassersysteme RO 100-350 RDS

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Reinwassersysteme RO 100-350 RDS Zur Herstellung von Produktwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,1 - 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Dieses Reinwassersystem enthält eine integrierte Vorbehandlung, Umkehrosmodul, Ionenaustauscher, Sterilfiltration, Vorratstank und eine Druckerhöhungspumpe in einer kompakten, staubfreien Schrankausführung. Bakterieller Gehalt: 99% Beschreibung: Reverse Osmosis RO 350 RDS System Elektrische Anforderungen: 230 V 50/60 Hz Frequenz: 50/60 Hz Betriebsdruck: 14 bar Permeatleistung: 350 L/hr. Kapazität (metrisch): 100 to 350 L/hr. Speisewasserüberwachung: Yes Flussrate: 350 L/hr. Art des Produktwassers: Reverse Osmosis (Type 3) Typ: Reverse Osmosis Systems RO 350 RDS System Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-6367
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292591981

