



Thermo Scientific Precision™ Universalwasserbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Precision™ Universalwasserbäder Geeignet für zahlreiche Anwendungsbereiche mit Allzweck-Wasserbädern und zur Aufrechterhaltung einer Temperatur von der Umgebungstemperatur bis 100 °C konzipiert. Die Hochleistungsbäder haben ein Volumen von 2 l bis 28 l. Stromstärke: 9.0-10.5/4.3-5.0 (120 V/230 V) Kammermaterial: Edelstahl Reglertyp: Digital Beschreibung: 28L General Purpose Water Bath Abmessungen (L x B x H): 392 x 555 x 282 mm (15.4 x 21.8 x 11.1 in.) Heizleistung: 1200 W Enthält: Clear Polycarbonate Gable Cover and Rubber Duck Material: Epoxidpulverbeschichteter Stahl Temperatureinstellungen: 4 Temperaturstabilität: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Temperaturgleichförmigkeit: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ Kapazität (metrisch): 28 l (7.4 gal.) Zertifizierung/Konformität: UL, CE Elektrische Anforderungen: 120/230 V 50/60 Hz Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 $^{\circ}\text{C}$ Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5305
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	105332136
EAN	4066292045262
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	LCD
Volumen Wasserbad	28 l

