



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## sunlab® Wasserbad aus Edelstahl, 10 Liter

**819,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Sunlab® Wasserbäder aus Edelstahl** sind die ideale Lösung für das Erwärmen von Proben und Medien. Der Temperaturbereich kann von RT +5 °C bis 99 °C eingestellt werden. Die Temperatureinstellung erfolgt schnell und einfach über das digitale Bedienfeld. Nach der Anwendung kann das Wasserbad einfach über einen Bodenauslauf entleert werden (D-8811 und D-8812).

- mit digitaler Temperaturanzeige
- mit Grenzwertalarm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8811
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072171605
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	95 °C
Breite	400 mm
Höhe	370 mm
Länge	312 mm
Tiefe	312 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	10 kg
Spannung	230 V
Wasserbäder und Thermostate Eigenschaften	mit Überhitzungsschutz mit Verschluss/Deckel
Badtiefe	140 mm
Badöffnung	270 x 200 mm
Energieversorgung	Stromnetz
Heizleistung	600 W
Material Bad	Edelstahl
Material Innen	Edelstahl
Temp MIN über Umgebungstemperatur	5 °C
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.3 °C
Typ Temperaturregelung	PID
Volumen Wasserbad	10 l

