



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Wasserbad aus Edelstahl, 20 Liter

1.115,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Sunlab® Wasserbäder aus Edelstahl** sind die ideale Lösung für das Erwärmen von Proben und Medien. Der Temperaturbereich kann von RT +5 °C bis 99 °C eingestellt werden. Die Temperatureinstellung erfolgt schnell und einfach über das digitale Bedienfeld. Nach der Anwendung kann das Wasserbad einfach über einen Bodenauslauf entleert werden (D-8811 und D-8812).

- mit digitaler Temperaturanzeige
- mit Grenzwertalarm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8812
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072227852
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	95 °C
Breite	400 mm
Höhe	370 mm
Länge	572 mm
Tiefe	572 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	18 kg
Spannung	230 V
Wasserbäder und Thermostate Eigenschaften	mit Überhitzungsschutz mit Verschluss/Deckel
Energieversorgung	Stromnetz
Heizleistung	1200 W
Material Bad	Edelstahl
Badtiefe	140 mm
Badöffnung	270 x 450 mm
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.3 °C
Volumen Wasserbad	20 l
Material Innen	Edelstahl
Temp MIN über Umgebungstemperatur	5 °C
Typ Temperaturregelung	PID

