



Memmert Wasserbad WTB24, 23,1l, 10-100°C

Artikelbilder



Beschreibung

Wasserbad WTB24, 23,1 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertemperaturschutz, 3,5-Zoll großes Touch-Display, 2-Punkt-Kalibrierung, personalisierbarer Fernscreen "CustomView", integrierte Digitaluhr von 1 min bis 99.59 h, Nutzraum und Gehäuse aus Edelstahl; Nutzraum: 472 x 267 x 200 mm, Gehäuse: 554 x 295 x 349 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1420 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-9873
Hersteller (Marke)	Memmert
EAN	4066292112704
Bruttogewicht	16
Nettogewicht	10.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.67000 m
Verpackungshöhe	0.46000 m
Verpackungstiefe	0.53000 m
Zolltarifnummer	84198998

