



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Wasserbad mit PC-Wanne, 8,5 l, 1000 W

783,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die preiswerte Alternative!

Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C.

Temperaturbereich:

5° über RT bis 100°C

Genauigkeit: ca. $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Sicherheitsthermostat zum Abschalten des Gerätes bei Wassermangel oder bei Überhitzung.

Anschluss: 220 Volt/50 HZ

CE-Prüfung, einfache Handhabung, gut zu reinigen.

serienmäßiger Lieferumfang:

- Einhänge-Thermostat mit Anschlusskabel und Stecker
- eingebauter Sicherheitsthermostat
- nahtlose, durchsichtige Polycarbonatwanne
- Bodeneinlageplatte zum direkten Einstellen von Gefäßen oder Gestellen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-4089
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072005832
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	100 °C
Breite	350 mm
Höhe	120 mm
Länge	210 mm
Tiefe	210 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Wasserbäder und Thermostate Eigenschaften	mit Überhitzungsschutz Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Auflösung °C	1 °C
Anwendung Thermostat (Temp.-Bereich)	Wärmethermostat
Energieversorgung	Stromnetz
Heizleistung	1000 W
Material Bad	Polycarbonat (PC)
Badtiefe	120 mm
Badöffnung	210 x 350 mm
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.3 °C
Volumen Wasserbad	8.5 l
Material Innen	Polycarbonat (PC)
Temp MIN über Umgebungstemperatur	5 °C
Typ Thermostat (Bauweise)	Einhängethermostat

