




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Wasserbad mit PC-Wanne, 30,0 l, 2000 W

**1.062,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die preiswerte Alternative!

Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C.

Temperaturbereich:

5° über RT bis 100°C

Genauigkeit: ca.  $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Sicherheitsthermostat zum Abschalten des Gerätes bei Wassermangel oder bei Überhitzung.

Anschluss: 220 Volt/50 HZ

CE-Prüfung, einfache Handhabung, gut zu reinigen.

serienmäßiger Lieferumfang:

- Einhänge-Thermostat mit Anschlusskabel und Stecker
- eingebauter Sicherheitsthermostat
- nahtlose, durchsichtige Polycarbonatwanne
- Bodeneinlageplatte zum direkten Einstellen von Gefäßen oder Gestellen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-4092
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072005863
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	100 °C
Breite	510 mm
Höhe	170 mm
Länge	320 mm
Tiefe	320 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Spannung	230 V
Wasserbäder und Thermostate Eigenschaften	mit Überhitzungsschutz Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Anwendung Thermostat (Temp.-Bereich)	Wärmethermostat
Auflösung °C	1 °C
Badtiefe	170 mm
Badöffnung	320 x 510 mm
Energieversorgung	Stromnetz
Heizleistung	2000 W
Material Bad	Polycarbonat (PC)
Material Innen	Polycarbonat (PC)
Temp MIN über Umgebungstemperatur	5 °C
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.3 °C
Typ Thermostat (Bauweise)	Einhängethermostat
Volumen Wasserbad	30 l

