



Julabo CF40 Kryo-Kompakt-Thermostat

Artikelbilder



Beschreibung

Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse für externe Temperieranwendungen sowie über eine Badöffnung zur Temperierung kleinerer Objekte. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 19 x 3 / 19 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Besonders kompakte Abmessungen für geringen Platzbedarf - Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige - Präzise PID-Temperaturregelung - RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss - Klasseneinteilung 3 nach DIN12876-1 - Pumpenanschlüsse für externe Temperieraufgaben -

Badöffnung zur Temperierung kleiner Objekte direkt im Thermostatenbad - Ablaufhahn an der Frontseite Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0484
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072848200
Nettogewicht	44.00000 kg
Temp MAX	150 °C
Temp MIN	-40 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

