



Julabo CF41 Kryo-Kompakt-Thermostat

Artikelbilder



Beschreibung

Kryo-Kompakt-Thermostate der CF Reihe sind äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate. Die Geräte bieten 2 kW Heizleistung sowie Schutzklasse III nach DIN 12876-1. Sie verfügen über Pumpenanschlüsse für externe Temperieranwendungen sowie über eine Badöffnung zur Temperierung kleinerer Objekte. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 19 x 3 / 19 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Besonders kompakte Abmessungen für geringen Platzbedarf -

Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Leuchtstarkes VFD-Display und LCD-Display mit Bedienerführung - Hochpräzise ICC-Kaskaden-Temperaturregelung - RS232/RS485-Schnittstelle für PC-Anschluss - SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen - Pt100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln im externen System - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - TCF Temperature Control Features für Regeldynamik - Klasseneinteilung 3 nach DIN12876-1 - Pumpenanschlüsse für externe Temperieraufgaben - Badöffnung zur Temperierung kleiner Objekte direkt im Thermostatenbad - Ablaufhahn an der Frontseite Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0485
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072848217
Nettogewicht	44.00000 kg
Temp MAX	200 °C
Temp MIN	-40 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

