



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Einhängethermostat, weiß, 70 x 135 x 385 mm

**179,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Das formschöne **Einhängethermostat** überzeugt durch die kompakte Form und einfache Handhabung: Er lässt sich an Behältern bis max. 25 Liter Volumen befestigen, kann automatisch programmiert werden und ist nach Gebrauch schnell gereinigt und platzsparend verstaut.

- Benutzerfreundliches Menü
- Heizzeit-Programmierung, automatische Abschaltung
- Hohe Genauigkeit, Temperatur-Stabilität:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  (bei  $60^{\circ}\text{C}$ )
- Alarm bei Überhitzung und niedrigem Wasserstand
- Geschütztes Design

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-4421
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157685
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei $121^{\circ}\text{C}$	Nein
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff (unspezifiziert)
Temp MAX	$90^{\circ}\text{C}$
Temp MIN	$40^{\circ}\text{C}$
Länge	385 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	1.2 kg
Spannung	230 V
Anwendung Thermostat (Temp.-Bereich)	Wärmethermostat
Energieversorgung	Stromnetz
Heizleistung	1000 W
Temp.-Genauigkeit	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Typ Thermostat (Bauweise)	Einhängethermostat

