



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einhängethermostat, Edelstahl, 108 x 120 x 435 mm

227,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das formschöne **Einhängethermostat** überzeugt durch die kompakte Form und einfache Handhabung: Er lässt sich an Behältern bis max. 25 Liter Volumen befestigen, kann automatisch programmiert werden und ist nach Gebrauch schnell gereinigt und platzsparend verstaut.

- Benutzerfreundliches Menü
- Heizzeit-Programmierung, automatische Abschaltung
- Hohe Genauigkeit, Temperatur-Stabilität: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (bei 60°C)
- Alarm bei Überhitzung und niedrigem Wasserstand
- Geschütztes Design

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-4423
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157708
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Temp MAX	90°C
Temp MIN	40°C
Länge	435 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	1.6 kg
Spannung	230 V
Anwendung Thermostat (Temp.-Bereich)	Wärmethermostat
Energieversorgung	Stromnetz
Heizleistung	1000 W
Temp.-Genauigkeit	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Typ Thermostat (Bauweise)	Einhängethermostat

