




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Julabo FK30-SL Kalibrier-Thermostat

**10.130,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die Kalibrier-Thermostate auf dieser Kategorie eignen sich dank der zusätzlich integrierten Kältemaschine auch für Kalibrieraufgaben bis  $-30\text{ °C}$ . Bei allen Modellen ist der Baddeckel mit Öffnungen und Viton®-Durchführungen bereits im Lieferumfang enthalten. Kühlturbine: nicht verfügbar Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 12 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Höchste Temperaturkonstanz bis zu  $\pm 0.005\text{ °C}$  ( $\pm 0.02\text{ °C}$  bei  $+200\text{ °C}$ ) - Temperatur-Homogenität besser als  $\pm 0.01\text{ °C}$  - Pt100 Externfühler für Referenztemperaturmessungen optional erhältlich - Temperierkammer mit niveaubegrenztem Überlauf Lieferumfang: Inklusive Baddeckel mit sieben Öffnungen Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis  $20\text{ °C}$  gemessen mit Ethanol, über  $20\text{ °C}$  gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von  $20\text{ °C}$ . Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0457
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847937
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	48.00000 kg
Temp MAX	$200\text{ °C}$
Temp MIN	$-30\text{ °C}$
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

