



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Julabo FK31-SL Kalibrier-Thermostat

10.980,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kalibrier-Thermostate auf dieser Kategorie eignen sich dank der zusätzlich integrierten Kältemaschine auch für Kalibrieraufgaben bis -30 °C . Bei allen Modellen ist der Baddeckel mit Öffnungen und Viton®-Durchführungen bereits im Lieferumfang enthalten. Kühltasche: nicht verfügbar Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 12 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Höchste Temperaturkonstanz bis zu $\pm 0.005\text{ °C}$ ($\pm 0.02\text{ °C}$ bei $+200\text{ °C}$) - Temperatur-Homogenität besser als $\pm 0.01\text{ °C}$ - Pt100 Externfühler für Referenztemperaturmessungen optional erhältlich - Temperierkammer mit niveaubegrenztem Überlauf Lieferumfang: Inklusive Baddeckel mit sieben Öffnungen Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C . Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0458
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847944
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	51.00000 kg
Temp MAX	200 °C
Temp MIN	-30 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

