



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Julabo HT60-M3 Hochtemperaturthermostat

13.971,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

JULABO Hochtemperatur-Thermostate ermöglichen Temperieraufgaben im Bereich bis +400 °C. Die Geräte bieten maximale Heizleistung für kürzeste Aufheizzeiten sowie schnelles Reagieren auf exo- und endotherme Reaktionen. Die geschlossene Bauweise verhindert Öldämpfe selbst bei hohen Temperaturen. Die Geräte verfügen über eine Aufheizautomatik und einen Crackschutz, woraus sich eine hohe Standzeit des Wärmeträgers ergibt. Das Befüllsystem mit automatischer Entlüftung bietet den Vorteil einer blasenfreien Befüllung des gesamten Systems. Produktmerkmale:

- Arbeitstemperaturbereich bis +400 °C
- Selbstoptimierende ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
- Starke Pumpenleistung 18 l/min - 1.2 bar max.
- Blasenfreie Befüllung Ihres Systems mit automatischer Entlüftung
- Integrierte Aufheizautomatik
- Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED) mit Anzeigenauflösung von 0.01°C
- Hinterleuchtetes 4-zeiliges LCD-Display zur absolut komfortablen Bedienerführung
- Analoge Programmgeber- und Temperaturschreiberanschlüsse, Stand-by-Funktion
- Integrierter Programmgeber mit Speicher für 6 Profile à 60 Abschnitte
- ATC Funktion für einfachste Temperaturkorrektur
- Hohe Heizleistung bis 7 kW für kurze Aufheizzeiten
- Hohe Pumpenleistung
- Geringes Füllvolumen
- Kühlwasseranschluss für Kaltölüberlagerung
- Erhöhte Standzeit der Temperierflüssigkeit
- Einbaufähigkeit durch modulares Konzept (Trennung von Thermostat und Bedieneinheit)
- Zahlreiche Schnittstellen
- Pumpendruckreduzierung über Bypass (Zubehör)

Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0560
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072849085
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	29.00000 kg
Temp MAX	400 °C
Temp MIN	70 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

