



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Julabo Einhängethermostat, digital, für Badgefäße bis 50 l

978,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Einhängethermostat für beliebige Badgefäße bis 50 Liter Inhalt.

Einhängethermostate aus der CORIO™ Reihe. Sie bieten die Möglichkeit in Verbindung mit einem optionalen Pumpenset externe Anwendungen zu temperieren.

Diese Geräte arbeiten extrem leise.

Die Eintauchtiefe beträgt 16,6 cm. Eintauchende Bauteile aus hochwertigem Edelstahl. LED Temperaturanzeige für Ist-/Sollwert, Anzeige-Auflösung 0,1°C Folientastatur zur Sollwerteinstellung, automatische Umschaltung auf den Istwert, PID1 Temperaturregelung, einstellbarer Übertemperaturschutz, Unterniveauschutz.

Zubehör:

- Pumpenset für externe Temperieraufgaben
- Kühlschlange für Kühlwasseranschluss

Technische Daten:

Arbeitstemperaturbereich: +20 bis +150°C

Temperaturkonstanz: 0,03 °C

Einstell- /Anzeigeauflösung: 0,1°C

Temperaturanzeige: LED

Heizleistung: 2 kW

Pumpenleistung Förderstrom: 15 l/min

Pumpenleistung Förderdruck: 0,35 bar

Zulässige Umgebungs-Temp.: 5 - 40°C

Maße (BxTxH): 13,2 x 16 x 36,2 cm

Gewicht: 2,6 kg

Nutzbare Eintauchtiefe: 16,6 cm

Klasseneinteilung nach DIN12876-1 Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0374
Hersteller (Marke)	Julabo
alte neoLab ArtikelNr.	E-7117
EAN	4058072846749
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	150 °C
Temp MIN	20 °C
Breite	160 mm
Höhe	362 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	2.6 kg
Spannung	230 V
Wasserbäder und Thermostate Eigenschaften	mit Umwälzfunktion für externes Temperieren geeignet
Anwendung Thermostat (Temp.-Bereich)	Wärmethermostat
Auflösung °C	0.1 °C
Betriebsdruck MAX	0.35 bar abs.
Energieversorgung	Stromnetz
Förderleistung MAX [l/Min]	15 l/Min
Heizleistung	2000 W
Temp.-Genauigkeit	+/- 0.03 °C
Typ Thermostat (Bauweise)	Einhängethermostat

