



Julabo MAGIO MX-BC6 Umwälzthermostat

Artikelbilder



Beschreibung

Die Wärmethermostate zeichnen sich wie alle Thermostaten aus der MAGIO Reihe durch ihre Premiumqualität und Leistungsstärke in Verbindung mit einer intuitiven Bedienbarkeit aus. Die Geräte bieten extra starke Druck- und Saugpumpen und erfüllen somit höchste Ansprüche beim Temperieren von externen Anwendungen. Darüber hinaus können auch Proben im internen Bad der hochwertig isolierten, geschlossenen Badgefäße temperiert werden. Kühlschlange: integriert Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 13 x 15 / 20 Pumpenfunktion: Druck/Saugpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Modelle für interne und externe Anwendungen von 3 bis 26 Liter - ideal für anspruchsvolle, externe Applikationen - einfache Steuerung von komplexen Anwendungen - stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck-/ Saugpumpe - großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Bedienoberfläche - medienberührende Teile aus Edelstahl - Förderstrom 16 ... 31 l/min, Förderdruck 0.24 ... 0.92 bar, Saugdruck 0.03 ... 0.4 bar - Integrierter Programmgeber - Externer Pt100-Anschluss integriert - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Ethernet-Schnittstelle - analoge Schnittstellen (Zubehör) - hochwertige thermische Isolierung der Badgefäße - Profibus DP (Zubehör) - Modbus - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil - starke Heizleistung von 3 kW (MX-Z) und 2 kW (MS-Z) Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden. Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0767
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847593
Nettogewicht	12.80000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

