



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Julabo SL-8K Kalibrier-Thermostat

8.660,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

JULABO Kalibrier-Thermostate sind ideal zur hochgenauen Kalibrierung von Sensoren, Messgeräten, Thermometern etc. Die Geräte sind für Anwendung in DKD-Labors und für Anforderungen nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Kühltasche: integriert Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 12 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Höchste Temperaturkonstanz bis zu ± 0.005 °C (± 0.02 °C bei +200 °C) - Temperatur-Homogenität besser als ± 0.01 °C - Pt100 Externfühler für Referenztemperaturmessungen optional erhältlich - Temperierkammer mit niveaubegrenztem Überlauf Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben um +50 °C kann je nach Umgebungstemperatur und verwendeter Temperierflüssigkeit die Verwendung der Kühltasche notwendig werden. Lieferumfang: Inklusive Baddeckel mit sieben Öffnungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0453
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847890
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	16.00000 kg
Temp MAX	300 °C
Temp MIN	50 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

