



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Centr.5430, Rotor A-2-MTP, Knöpfe, 230V

4.776,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Centrifuge 5430, Drehknöpfe, nicht gekühlt, Low-Throughput Plate Solution, mit Rotor A-2-MTP, 230 V/50 – 60 Hz (EU) – Low-Throughput Plate Solution – Drehknöpfe – mit Rotor A-2-MTP – nicht gekühlt – 230 V, 50 – 60 Hz – 5 Programmtasten für einfachen Zugriff auf Routineprogramme – Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Einstellungen – Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit – Eppendorf QuickLock® – System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2808
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072672973
Bruttogewicht	38.8
HSNummer	84211920
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	33.20000 kg
Drehzahl MAX	17500 U/Min
Volumen MAX	300 mL
Ursprungsland	USA
Zolltarifnummer	84211920
Spannung	230 Volt
Drehzahl MIN	100 U/Min
RZB	30130 g

