



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5427 R, gekühlt, ohne Rotor, Drehknöpfe

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Zentrifuge 5427 R** wurde für Forschungsanwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt. Sie ist die richtige Wahl, sofern eine 24-Platz-Mikrozentrifuge (z. B. 5424 R) Ihre Anforderungen an die Gefäßkapazität nicht erfüllt, Sie aber ohne die zusätzliche Vielseitigkeit der Zentrifuge 5430 R auskommen.

Die Zentrifuge 5427 R verfügt über einen Softtouch-Deckelverschluss, der eine ergonomische Bedienung mit nur einem Finger ermöglicht. Der Deckel braucht nur leicht nach unten gedrückt zu werden, dann schließt er automatisch. Von jetzt an müssen Deckel nicht mehr mit viel Kraftaufwand zgedrückt werden.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1836
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1991
EAN	4058072418854
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	16220 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	540 mm
Höhe	254 mm
Länge	319 mm
Tiefe	319 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	30 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	mit Timer mit Schnittstelle mit Kühlung mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Drehzahl MIN	100 U/Min
Leistung	550 W
Material Rotor	Aluminium
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5427 R
RZB	25000 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (klein)

