



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Zentrifuge 5430 R, gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur

7.391,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

In den einzigartigen Modellen **Zentrifuge 5430 und 5430 R** sind die Vorteile der Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und die der Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät vereint. In diesen Zentrifugen kommen Rotoren für Eppendorf-Gefäße und PCR-Streifen zum Einsatz, wie man es üblicherweise von Mikrozentrifugen erwartet. Das ist jedoch nicht alles. Die Zentrifuge 5430 und 5430 R fassen trotz ihrer kompakten Größe Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße. Nun wurde das Rotorprogramm um weitere Eppendorf QuickLock®-Rotoren ergänzt. Dazu zählen 48-Platz-Rotoren (1,5/2,0 mL), ein 16-Platz-Rotor für Eppendorf Tubes® 5.0 mL und ein Ausschwingrotor (24 × 1,5/2,0 mL). Ihre unschlagbare Vielseitigkeit macht die Zentrifuge 5430 und die Zentrifuge 5430 R zum Flaggschiff der Eppendorf-Mikrozentrifugen.

Model 5430 ist auch als gekühlte Variante erhältlich (5430 R). Da sich der Kompressor hinten an der Zentrifuge 5430 R befindet—was bei allen Eppendorf Mikrozentrifugen der Fall ist—wird nur wenig Stellfläche benötigt und die Zugriffshöhe niedrig gehalten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1953
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0821
EAN	4058072419974
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	17500 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
Breite	640 mm
Höhe	290 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Schnittstelle mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Bedienung über	Folientastatur
Drehzahl MIN	100 U/Min
Gewicht	56 kg
Leistung	1050 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5430 R
RZB	30130 g
Spannung	230 V
Typ Schnittstelle	USB
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C

