



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5430 R, Folientastatur, ohne Rotor

7.761,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

In den einzigartigen Modellen **Zentrifuge 5430 und 5430 R** sind die Vorteile der Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und die der Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät vereint. In diesen Zentrifugen kommen Rotoren für Eppendorf-Gefäße und PCR-Streifen zum Einsatz, wie man es üblicherweise von Mikrozentrifugen erwartet. Das ist jedoch nicht alles. Die Zentrifuge 5430 und 5430 R fassen trotz ihrer kompakten Größe Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße. Nun wurde das Rotorprogramm um weitere Eppendorf QuickLock®-Rotoren ergänzt. Dazu zählen 48-Platz-Rotoren (1,5/2,0 mL), ein 16-Platz-Rotor für Eppendorf Tubes® 5.0 mL und ein Ausschwingrotor (24 × 1,5/2,0 mL). Ihre unschlagbare Vielseitigkeit macht die Zentrifuge 5430 und die Zentrifuge 5430 R zum Flaggschiff der Eppendorf-Mikrozentrifugen.

Model 5430 ist auch als gekühlte Variante erhältlich (5430 R). Da sich der Kompressor hinten an der Zentrifuge 5430 R befindet—was bei allen Eppendorf Mikrozentrifugen der Fall ist—wird nur wenig Stellfläche benötigt und die Zugriffshöhe niedrig gehalten.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | VB-1954 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| alte neoLab ArtikelNr. | E-1836 |
| EAN | 4058072419981 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Drehzahl MAX | 17500 U/Min |
| Farbe | Weiß |
| Temp MAX | 40 °C |
| Temp MIN | -11 °C |
| Breite | 640 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Länge | 380 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Bedienung über | Folientastatur |
| Gewicht | 56 kg |
| Spannung | 230 V |
| Typ Schnittstelle | USB |
| für Umgebungstemperatur | 10 bis 40 °C |
| Zentrifugen Eigenschaften | programmierbar mit Timer mit Schnittstelle mit Kühlung mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich |
| Drehzahl MIN | 100 U/Min |
| Anzahl Geschwindigkeitsstufen | > 10 |
| Leistung | 1050 W |
| Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C | 75.0 % |
| Modell Zentrifuge | Eppendorf. 5430 R |
| RZB | 30130 g |
| Typ Zentrifuge | Tischzentrifuge (groß) |

