



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe, ohne Rotor

**7.761,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

In den einzigartigen Modellen **Zentrifuge 5430 und 5430 R** sind die Vorteile der Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und die der Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät vereint. In diesen Zentrifugen kommen Rotoren für Eppendorf-Gefäße und PCR-Streifen zum Einsatz, wie man es üblicherweise von Mikrozentrifugen erwartet. Das ist jedoch nicht alles. Die Zentrifuge 5430 und 5430 R fassen trotz ihrer kompakten Größe Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße. Nun wurde das Rotorprogramm um weitere Eppendorf QuickLock®-Rotoren ergänzt. Dazu zählen 48-Platz-Rotoren (1,5/2,0 mL), ein 16-Platz-Rotor für Eppendorf Tubes® 5.0 mL und ein Ausschwingrotor (24 × 1,5/2,0 mL). Ihre unschlagbare Vielseitigkeit macht die Zentrifuge 5430 und die Zentrifuge 5430 R zum Flaggschiff der Eppendorf-Mikrozentrifugen.

Model 5430 ist auch als gekühlte Variante erhältlich (5430 R). Da sich der Kompressor hinten an der Zentrifuge 5430 R befindet—was bei allen Eppendorf Mikrozentrifugen der Fall ist—wird nur wenig Stellfläche benötigt und die Zugriffshöhe niedrig gehalten.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1958
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1838
EAN	4058072420024
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	17500 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
Breite	640 mm
Höhe	290 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	56 kg
Spannung	230 V
Typ Schnittstelle	USB
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Schnittstelle mit Kühlung mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	1050 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5430 R
RZB	30130 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

