



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf (IVD) Tischzentrifuge Zentrifuge 5702 RH gekühlt + geheizt, ohne Rotor

**5.723,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Die universell einsetzbare **Zentrifugen-Familie 5702** mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für Zellkulturlabore und klinische Forschungslabore mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz entwickelt. Sie passen dank kompaktem Design problemlos unter jeden Arbeitstisch und sind leise im Betrieb, wovon Ihr Arbeitsumfeld profitiert. Sie können mit sechs unterschiedlichen Rotoroptionen für die Aufnahme fast aller Gefäßtypen betrieben werden.

› Das gekühlte und geheizte Modell **Zentrifuge 5702 RH** ermöglicht das Zentrifugieren im molekularbiologischen Bereich, verbessert dabei die Lebensfähigkeit der Zellen und erzielt so genauere Ergebnisse in Folgeanwendungen (z. B. bei der Zellkultivierung).

## Ergonomie

- › Benötigt wenig Stellfläche und passt auf jeden Labortisch
- › Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- › Geringe Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der Proben

## Temperaturmanagement

- › FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen (5702 R/RH)
- › Aktive Heizung sorgt für Temperaturrechtigkeit während des gesamten Zentrifugationszyklus (nur 5702 RH)
- › ECO shut-off schaltet sich nach 8 Stunden ohne Betrieb zur Senkung des Energieverbrauchs und Verlängerung der Lebensdauer des Kompressors ein (5702 R/RH)

## Qualität und Sicherheit

- › Rotorraum aus Edelstahl, rostfrei und einfach zu reinigen
- › Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
- › Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Parameter
- › Aerosoldichte Kappen für eine sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2059
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1909
EAN	4058072420963
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	4400 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	42 °C
Temp MIN	-9 °C
steril	Nein
Breite	581 mm
Höhe	243 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	35.1 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Heizung (37 °C) mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	380 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5702 RH
RZB	3000 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

