



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Zentrifuge 5804, nicht gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur

**4.285,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Zentrifuge 5804** ist eine Hochgeschwindigkeitszentrifuge für mittleren Durchsatz. Sie eignet sich für molekularbiologische Anwendungen mit Gefäßen bis 250 mL und bietet mehr Flexibilität durch zusätzliche Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie die Aufnahme von Deepwell-Platten.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2060
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0831
EAN	4058072420970
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	Weiß
Breite	550 mm
Höhe	340 mm
Länge	470 mm
Tiefe	470 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	55 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	2 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	200 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	900 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804
RZB	20193 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

