



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf (IVD) Tischzentrifuge 5804, ohne Rotor

4.500,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Zentrifuge 5804** ist eine Hochgeschwindigkeitszentrifuge für mittleren Durchsatz. Sie eignet sich für molekularbiologische Anwendungen mit Gefäßen bis 250 mL und bietet mehr Flexibilität durch zusätzliche Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie die Aufnahme von Deepwell-Platten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2061
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neolab ArtikelNr.	E-1892
EAN	4058072420987
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	Weiß
Breite	550 mm
Höhe	340 mm
Länge	470 mm
Tiefe	470 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	55 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	2 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Drehzahl MIN	200 U/Min
Leistung	900 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804
RZB	20193 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

