



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5804 R, gekühlt, mit Rotor S-4-72, Adapter für 15/50 mL Conicals, Folientastatur

**10.070,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Zentrifuge 5804 R** ist eine Hochgeschwindigkeitszentrifuge für mittleren Durchsatz. Sie eignet sich für molekularbiologische Anwendungen mit Gefäßen bis 250 mL und bietet mehr Flexibilität durch zusätzliche Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie die Aufnahme von Deepwell-Platten.

### **Rotor S-4-72**

Ausschwingrotor mit mittlerem Fassungsvermögen und Drehzahlen von bis zu  $3.234 \times g$  (4.200 rpm)  
Große Auswahl an Adaptern für alle gängigen Gefäßformate erhältlich, von 0,2 mL bis 250 mL  
Aerodynamisches Rundbecherdesign für eine Energieersparnis von 48 % verglichen mit Rotor A-4-62  
Gehänge und Adapter sind autoklavierbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2129
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1967
EAN	4058072421663
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-9 °C
Breite	550 mm
Höhe	340 mm
Länge	640 mm
Tiefe	640 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	80 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	2 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Drehzahl MIN	200 U/Min
Leistung	1650 W
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5804 R
RZB	20193 g

Rotor(en) ist/sind geeignet für	Zentrifugenröhrchen. 4 x 15 ml (Einsatz erforderlich) Zentrifugenröhrchen. 1 x 50 ml (Einsatz erforderlich)
Typ Rotor	Ausschwingrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

