



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Zentrifuge 5810 R, gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur

9.268,97 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit ihrer bekannten Qualität und Zuverlässigkeit ist die Eppendorf **Zentrifuge 5810/5810 R** die kostengünstigste Lösung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz – jetzt und auch in Zukunft. Sie vereint außergewöhnliche Flexibilität und Kapazität sowohl für Gefäße als auch Platten mit einer besonders kleinen Stellfläche. Mit der neuen Rotorengeneration steigt die Kapazität der Zentrifuge 5810/5810 R auf max. 4 × 750 mL (oder max. 28 × 50 mL/56 × 15 mL). Sie ist zurzeit die kompakteste 3-Liter-Zentrifuge auf dem Markt.

Passt in jedes Labor

- › Die kompakteste 3 Liter Zentrifuge auf dem Markt
- › Kann dank niedriger Deckelöffnungshöhe unter Regalen verwendet werden
- › Leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- › Niedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen
- › Zentrifugendeckel mit soft-touch Deckelverschluss

Eppendorf QuickLock® Kappen für Ein-Hand-Bedienung

- › Deutliche bessere Handhabung, einfache Einhandbedienung
- › Dank des Griffs kann das geschlossene Gehänge zur mikrobiologischen Sicherheitswerkbank getragen und dort in einer sicheren Umgebung geöffnet werden.
- › Die Aerosoldichtigkeit wurde von Public Health England, Porton Down, UK, überprüft

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2186
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0842
EAN	4058072422233
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-9 °C
steril	Nein
Breite	610 mm
Höhe	350 mm
Länge	700 mm
Tiefe	700 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	99 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	200 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	1650 W
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810 R
RZB	20913 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

