



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5810, nicht gekühlt, mit Rotor S-4-104, Adapter für 13/16 mm Rundbodengefäße, Folientastatur

9.487,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit ihrer bekannten Qualität und Zuverlässigkeit ist die Eppendorf **Zentrifuge 5810/5810 R** die kostengünstigste Lösung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz – jetzt und auch in Zukunft. Sie vereint außergewöhnliche Flexibilität und Kapazität sowohl für Gefäße als auch Platten mit einer besonders kleinen Stellfläche. Mit der neuen Rotorengeneration steigt die Kapazität der Zentrifuge 5810/5810 R auf max. 4 × 750 mL (oder max. 28 × 50 mL/56 × 15 mL). Sie ist zurzeit die kompakteste 3-Liter-Zentrifuge auf dem Markt.

Passt in jedes Labor

- › Die kompakteste 3 Liter Zentrifuge auf dem Markt
- › Kann dank niedriger Deckelöffnungshöhe unter Regalen verwendet werden
- › Leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- › Niedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen
- › Zentrifugendeckel mit soft-touch Deckelverschluss

Eppendorf QuickLock® Kappen für Ein-Hand-Bedienung

- › Deutliche bessere Handhabung, einfache Einhandbedienung
- › Dank des Griffs kann das geschlossene Gehänge zur mikrobiologischen Sicherheitswerkbank getragen und dort in einer sicheren Umgebung geöffnet werden.
- › Die Aerosoldichtigkeit wurde von Public Health England, Porton Down, UK, überprüft

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2139
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1999
EAN	4058072421762
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	Weiß
steril	Nein
Breite	610 mm
Höhe	350 mm
Länge	540 mm
Tiefe	540 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	68 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	200 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	900 W
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Material Rotor	Aluminium
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5810
RZB	20913 g
Typ Rotor	Ausschwingrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

