



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5810 R, gekühlt, mit Rotor A-4-81, Adapter für 15/50 mL Conicals, Folientastatur

**12.246,70 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit ihrer bekannten Qualität und Zuverlässigkeit ist die Eppendorf **Zentrifuge 5810/5810 R** die kostengünstigste Lösung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz – jetzt und auch in Zukunft. Sie vereint außergewöhnliche Flexibilität und Kapazität sowohl für Gefäße als auch Platten mit einer besonders kleinen Stellfläche. Mit der neuen Rotorengeneration steigt die Kapazität der Zentrifuge 5810/5810 R auf max. 4 × 750 mL (oder max. 28 × 50 mL/56 × 15 mL). Sie ist zurzeit die kompakteste 3-Liter-Zentrifuge auf dem Markt.

### Passt in jedes Labor

- › Die kompakteste 3 Liter Zentrifuge auf dem Markt
- › Kann dank niedriger Deckelöffnungshöhe unter Regalen verwendet werden
- › Leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- › Niedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen
- › Zentrifugendeckel mit soft-touch Deckelverschluss

### Eppendorf QuickLock® Kappen für Ein-Hand-Bedienung

- › Deutliche bessere Handhabung, einfache Einhandbedienung
- › Dank des Griffs kann das geschlossene Gehänge zur mikrobiologischen Sicherheitswerkbank getragen und dort in einer sicheren Umgebung geöffnet werden.
- › Die Aerosoldichtigkeit wurde von Public Health England, Porton Down, UK, überprüft

## Zusätzliche Informationen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.                      | VB-2190  |
| Hersteller (Marke)            | Eppendorf  |
| alte neoLab ArtikelNr.        | E-2002   |
| EAN                           | 4058072422271  |
| Transporttemperatur           | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C      | Nein   |
| Drehzahl MAX                  | 14000 U/Min  |
| Farbe                         | Weiß   |
| Temp MAX                      | 40 °C  |
| Temp MIN                      | -9 °C  |
| steril                        | Nein   |
| Breite                        | 610 mm   |
| Höhe                          | 350 mm   |
| Länge                         | 700 mm   |
| Tiefe                         | 700 mm   |
| Bedienung über                | Folientastatur   |
| Gewicht                       | 99 kg  |
| Spannung                      | 230 V  |
| Zentrifugen Eigenschaften     | programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich |
| Drehzahl MIN                  | 200 U/Min  |
| Anzahl Geschwindigkeitsstufen | > 10   |
| Leistung                      | 1650 W   |
| Anzahl mitgelieferter Rotoren | 1  |
| Material Rotor                | Aluminium  |
| Modell Zentrifuge             | Eppendorf. 5810 R  |
| RZB                           | 20913 g  |

Typ Rotor

Ausschwingrotor

Typ Zentrifuge

Tischzentrifuge (groß)

