



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Zentrifuge 5920 R, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universalbechern und Adaptern für Rundbodengefäße mit 13/16 mm Durchmesser, Folientastatur

16.016,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Zentrifuge 5920 R** bietet eine außergewöhnlich große Kapazität in einem kompakten und ergonomischen Produktdesign. Sie hat ähnliche Abmessungen wie gekühlte Konkurrenzmodelle im 3-Liter-Segment, verfügt jedoch über eine herausragende Kapazität von bis zu 4 × 1.000 mL. Das macht sie zum idealen Gerät für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie ist mit einem leistungsstarken Kühlsystem mit hochmodernem Temperaturmanagement ausgestattet, damit Sie Ihre Proben sicher zentrifugieren können.

Universalbecher sowohl für Gefäße als auch Platten

Sowohl der Rotor S-4x1000 mit High-Capacity Bechern als auch der Rotor S-4×Universal-Large ermöglichen die Verwendung von Gefäßen und Platten im selben Becher.

Vorteile:

- › Zeitsparend: Kein Austauschen der Becher notwendig
- › Kostensparend: Keine separaten Plattenbecher benötigt
- › Platzsparend: Keine Lagerung von unterschiedlichen Bechern erforderlich

4-Liter Fassungsvermögen

Die **Zentrifuge 5920 R** bietet Platz für herkömmliche 1-Liter Nalgene®-Flaschen und setzt damit neue Maßstäbe im Tischzentrifugensegment. Verglichen mit anderen maßgeschneiderten 1-Liter-Flaschen ist die Nalgene-Flasche schmaler und sorgt für eine bessere Pelletbildung als breitere Flaschen. Dank des größeren Fassungsvermögens können Sie größere Volumen in weniger Läufen verarbeiten.

Modernes Betriebssystem

Die Zentrifuge 5920 R verfügt über ein modernes Betriebssystem mit ausgezeichneter Funktionalität

- › Menü-gesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü und großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- › Speichert bis zu 99 anwenderdefinierte Programme
- › 5 Programmtasten für schnellen Zugriff auf Routineprogramme
- › FastTemp pro®-Funktion für automatische Vorkühlung zu vorprogrammierbarem Zeitpunkt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2571
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0855
EAN	4058072425807
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	13700 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	710 mm
Höhe	400 mm
Länge	740 mm
Tiefe	740 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	139 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Drehzahl MIN	100 U/Min
Leistung	1650 W
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5920 R
RZB	21194 g

Typ Rotor

Ausschwingrotor

Typ Zentrifuge

Tischzentrifuge (groß)

