



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5920 R, gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur

13.035,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Zentrifuge 5920 R** bietet eine außergewöhnlich große Kapazität in einem kompakten und ergonomischen Produktdesign. Sie hat ähnliche Abmessungen wie gekühlte Konkurrenzmodelle im 3-Liter-Segment, verfügt jedoch über eine herausragende Kapazität von bis zu 4 × 1.000 mL. Das macht sie zum idealen Gerät für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie ist mit einem leistungsstarken Kühlsystem mit hochmodernem Temperaturmanagement ausgestattet, damit Sie Ihre Proben sicher zentrifugieren können.

Modernes Betriebssystem

Die Zentrifuge 5920 R verfügt über ein modernes Betriebssystem mit ausgezeichneter Funktionalität

- › Menü-gesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü und großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- › Speichert bis zu 99 anwenderdefinierte Programme
- › 5 Programmtasten für schnellen Zugriff auf Routineprogramme
- › FastTemp pro[®]-Funktion für automatische Vorkühlung zu vorprogrammierbarem Zeitpunkt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2561
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2013
EAN	4058072425708
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	13700 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	710 mm
Höhe	400 mm
Länge	740 mm
Tiefe	740 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	139 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	1650 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5920 R
RZB	21194 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

