



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5920 R, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universalbechern und Adaptern für Rundbodengefäße mit 13/16 mm Durchmesser, Folientastatur

**16.804,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Die **Zentrifuge 5920 R** bietet eine außergewöhnlich große Kapazität in einem kompakten und ergonomischen Produktdesign. Sie hat ähnliche Abmessungen wie gekühlte Konkurrenzmodelle im 3-Liter-Segment, verfügt jedoch über eine herausragende Kapazität von bis zu  $4 \times 1.000$  mL. Das macht sie zum idealen Gerät für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie ist mit einem leistungsstarken Kühlsystem mit hochmodernem Temperaturmanagement ausgestattet, damit Sie Ihre Proben sicher zentrifugieren können.

## Universalbecher sowohl für Gefäße als auch Platten

Sowohl der Rotor S-4x1000 mit High-Capacity Bechern als auch der Rotor S-4×Universal-Large ermöglichen die Verwendung von Gefäßen und Platten im selben Becher.

### Vorteile:

- › Zeitsparend: Kein Austauschen der Becher notwendig
- › Kostensparend: Keine separaten Plattenbecher benötigt
- › Platzsparend: Keine Lagerung von unterschiedlichen Bechern erforderlich

## 4-Liter Fassungsvermögen

Die Zentrifuge 5920 R bietet Platz für herkömmliche 1-Liter Nalgene®-Flaschen und setzt damit neue Maßstäbe im Tischzentrifugensegment. Verglichen mit anderen maßgeschneiderten 1-Liter-Flaschen ist die Nalgene-Flasche schmaler und sorgt für eine bessere Pelletbildung als breitere Flaschen. Dank des größeren Fassungsvermögens können Sie größere Volumen in weniger Läufen verarbeiten.

## Modernes Betriebssystem

Die Zentrifuge 5920 R verfügt über ein modernes Betriebssystem mit ausgezeichneter Funktionalität

- › Menü-gesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü und großes, hintergrundbeleuchtetes Display
- › Speichert bis zu 99 anwenderdefinierte Programme
- › 5 Programmtasten für schnellen Zugriff auf Routineprogramme
- › FastTemp pro®-Funktion für automatische Vorkühlung zu vorprogrammierbarem Zeitpunkt

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2572
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2016
EAN	4058072425814
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	13700 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	710 mm
Höhe	400 mm
Länge	740 mm
Tiefe	740 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	139 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	1650 W
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5920 R
RZB	21194 g

Typ Rotor

Ausschwingrotor

Typ Zentrifuge

Tischzentrifuge (groß)

