



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kuvettenschleuder

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Küvetenschleuder zur vollständigen und rückstandsfreien Trocknung von 8 Küvetten, mit einer Schichtdicke von 10 mm und einer Höhe von 45 mm.

- kurze Schleuder- und Trockenzeit
- Küvetten können völlig nass eingelegt werden
- Spaltnotor mit Gleichstrombremse
- laufruhig
- Adapter für Küvetten 1 und 2 mm serienmäßig
- automatische Deckelverriegelung
- Zeitschaltuhr: 3 bis 15 Min. Laufzeit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-1500
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072075668
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	2800 U/Min
Breite	300 mm
Höhe	165 mm
Länge	195 mm
Tiefe	195 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	4.3 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	mit Timer
Drehzahl MIN	2800 U/Min

