



Thermo Scientific Medifuge™ kleine Tischzentrifuge

Artikelbilder

Beschreibung

Medifuge™ kleine Tischzentrifuge Führen Sie routinemäßige klinische und biowissenschaftliche Trennungen mit dieser kompakten Zentrifuge und dem einzigartigen Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor mit 2-in-1-Hybriddesign durch. Fassungsvermögen: 8x 15 ml (Festwinkel) 8x 10 ml (Ausschwingbecher) Max. Geschwindigkeit: 4.900 U/min Max. RZB: 3114 x G (Festwinkel); 3,490 x G (Ausschwingbehälter) Gekühlt: Nr. Display: Große, helle LED-Anzeige Außenhöhe (angloamerikanisch): 94.3 Zoll Außenlänge (angloamerikanisch): 176.8 Zoll Außenlänge (metrisch): 450 mm Geräuschpegel: <56 dB(A) (Ausschwingbecher) Sicherheitsmerkmale: Deckelarretierung, stahlverstärkter Ring, Sichtfenster zur Drehzahlkalibrierung, Deckel-Notöffnung Außenbreite (angloamerikanisch): 127.7 in. Außenbreite (metrisch): 325 mm Wirkleistung: 130 w Zertifizierung/Konformität: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA Klasse 1 Enthält: DualSpin Rotorkorpus, Festwinkelbehälter (8er-Set), Ausschwingbehälter (8er-Set), grüne/kurze Distanzstücke (8er-Set), gelbe/lange Distanzstücke (8er-Set) Beschreibung: Medifuge Zentrifuge Elektrische Anforderungen: 220/230 V 50/60 Hz Reglertyp: Mikroprozessor Abmessungen (H x B x T): 24 x 32,5 x 45 cm (9,5 x 12,8 x 17,7 in.) Antriebssystem: Induktionsantrieb Nettogewicht: 34,1 lb. (15,5 kg) Programmspeicher: Ja, 4 Programmspeicher Laufzeit: 1-99 Minuten, in Schritten von 1 Minute; HALTEN Temperaturbereich: 2 bis 40 °C Produktlinie: Medifuge™ Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel: 200,4 in. Profil (Beschleunigung/ Bremsen): 1 Beschl. (Standard)/3 Verzög. (Standard, sanft, Abbruch) Frequenz: 50/60 Hz Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel: 510 mm Spannung: 220/230 V Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2449
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	107928800
EAN	4066292020559
Nettogewicht	15.50000 kg
Höhe	240 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	LED

