



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific Zentrifuge Pico 21 + Rotor 24 x 1,5/2,0 ml, m. aerosoldichem ClickSeal Deckel

**3.050,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Mikrozentrifugen Heraeus Pico 21, belüftet  
inkl. Rotor

- großzügige Kapazität ermöglicht eine größere Probenanzahl pro Lauf
- aerosoldichter ClickSeal™-Rotor bietet erstklassige Sicherheit und Komfort
- zweireihiger Rotor erspart die Suche nach Adaptern
- schnelles Beschleunigen und Abbremsen
- anwenderfreundliche Bedienelemente
- hochwertige Materialien erlauben energisches Reinigen und Autoklavieren

## Technische Daten

max. RZB:

21.100 x g

**UpM:**

14.800

Geräuschpegel:

< 56 dBA

Timer: 1- 99 min:1 min

Maße H x B x T (mm):

Pico 21: 225 x 243 x 352

## **Best.-Nr. 3-1862**

Pico 21 inkl. Rotor für 24 x 1,5/2,0 ml, mit aerosoldichtem ClickSeal-Biocontainment-Deckel

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1920
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1862
EAN	4058072287672
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14800 U/Min
Farbe	Weiß
Breite	352 mm
Höhe	225 mm
Länge	243 mm
Tiefe	243 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	10.5 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Drehzahl MIN	800 U/Min
Ersatzteil	LD-1998
Festwinkel Rotor	45°
Leistung	230 W
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Zentrifuge	Thermo Scientific Heraeus Pico 21
RZB	21100 g
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 24 x 1.5/ 2.0 ml

Typ Rotor

Festwinkelrotor

Typ Zentrifuge

Tischzentrifuge (klein)

