



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Zentrifuge Pico 21 + Rotor 24x1,5/2,0 ml mit ClickSeal Biocontainment Rotordeckel

3.590,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mikrozentrifugen Heraeus Pico 21, belüftet
inkl. Rotor

- großzügige Kapazität ermöglicht eine größere Probenanzahl pro Lauf
- ClickSeal biocontainment Rotordeckel bietet erstklassige Sicherheit und Komfort
- zweireihiger Rotor erspart die Suche nach Adaptern
- schnelles Beschleunigen und Abbremsen
- anwenderfreundliche Bedienelemente
- hochwertige Materialien erlauben energisches Reinigen und Autoklavieren

Technische Daten

max. RZB:

21.100 x g

UpM:

14.800

Geräuschpegel:

< 56 dBA

Timer: 1- 99 min:1 min

Maße H x B x T (mm):

Pico 21: 225 x 243 x 352

Best.-Nr. 3-1864

Pico 21 inkl. Rotor für 24 x 1,5/2,0 ml, mit ClickSeal biocontainment Rotordeckel

und Rotor zweireihig, 18 x 2,0 ml/0,5 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1923
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1864
EAN	4058072287702
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14800 U/Min
Farbe	Weiß
Breite	352 mm
Höhe	225 mm
Länge	243 mm
Tiefe	243 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	10.5 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotordeckel ist aerosoldicht Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Anzahl mitgelieferter Rotoren	2
Drehzahl MIN	800 U/Min
Ersatzteil	LD-1998 LD-1996
Festwinkel Rotor	45°
Leistung	230 W
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Zentrifuge	Thermo Scientific Heraeus Pico 21
RZB	21100 g

Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 24 x 1.5/ 2.0 ml
Typ Rotor	Festwinkelrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (klein)

