



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Zentrifuge Fresco 17 + Rotor 24 x 1,5 ml, m. ClickSeal Biocontainment-Deckel

5.800,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Mikrozentrifuge Heraeus Fresco 17, gekühlt
inkl. Rotor 3-1885

- großzügige Kapazität ermöglicht eine größere Probenanzahl pro Lauf
- aerosoldichter ClickSeal™-Rotor bietet erstklassige Sicherheit und Komfort
- schnelles Beschleunigen und Abbremsen
- anwenderfreundliche Bedienelemente
- hochwertige Materialien erlauben energisches Reinigen und Autoklavieren

Technische Daten

max. RZB:

17.000 x g

UpM:

13.300

Geräuschpegel:

< 55 dBA

Timer: 1- 99 min:1 min

Temperatur: -9 °C bis +40 °C:1°C

Maße H x B x T (mm):

Fresco 17: 330 x 295 x 445

Best.-Nr. 3-1885 Rotor

Rotor für 24 x 1,5/2,0 ml, mit aerosoldichtem ClickSeal-Biocontainment-Deckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1921
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1861
EAN	4058072287689
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	13300 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-9 °C
Breite	445 mm
Höhe	330 mm
Länge	295 mm
Tiefe	295 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	28 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	2000 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	330 W
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 24 x 1.5/ 2.0 ml
Ersatzteil	LD-1998
Festwinkel Rotor	45°
Material Rotor	Aluminium

Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Zentrifuge	Thermo Scientific Heraeus Fresco 17
RZB	17000 g
Typ Rotor	Festwinkelrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (klein)

