



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Hirschmann® opus® titration, 50 ml,  
elektronisch-motorischer  
Flaschenaufsatztitrierer mit Touchscreen-  
Modul, 100-240 Volt**

**1.924,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

opus® titration, 50 ml, 100-240 Volt, (EU, US, UK Stecker), elektronisch-motorischer Flaschenaufsatztitrierer mit Touchscreen-Modul "titration", mit Reagenz-Rückführsystem, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, serielle oder USB Schnittstelle, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewindeadaptern (A 32, A 38 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Titrierausstoßeinheit und 1 Netzteil, Data Power Kabel 0,75 m, Bedienungsanleitung, 1 Ventil-Montageschlüsse, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1628
Reg. Markenzeichen	opus ®
Hersteller (Marke)	Hirschmann
VGKL Nummer	103782050
EAN	4058072812058
Hersteller EAN	4049338020485
Bruttogewicht	1.845
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.16400 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24500 m
Verpackungshöhe	0.10800 m
Verpackungstiefe	0.36800 m
Verpackungsvolumen	0.00973728 ccm
Zolltarifnummer	84798997

