



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



tec-lab® Temperaturlogger für CX 100

1.549,85 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperaturlogger für Kryoversandbehälter LN2 Best.-Nr. C-7558 Passend für CX 100

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Art.-Nr. | TL-0033 |
| Hersteller (Marke) | tec-lab |
| alte neoLab ArtikelNr. | C-7558 |
| EAN | 4058072373511 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Temp MAX | 40 °C |
| Temp MIN | -199 °C |
| geeignet für | Kryoversandbehälter (LN2) |
| Typ Schnittstelle | USB |
| Messgenauigkeit °C | 3 °C |

