



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



tec-lab Temperaturlogger für CXR 500

1.960,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperaturlogger für Kryoversandbehälter LN2 Best.-Nr. C-7557 Passend für CXR 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TL-0034
Hersteller (Marke)	tec-lab
alte neoLab ArtikelNr.	C-7557
EAN	4058072373528
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-199 °C
geeignet für	Kryoversandbehälter (LN2)
Typ Schnittstelle	USB
Abbildung	2
Messgenauigkeit °C	3 °C

