



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Datenlogger für Temperatur

91,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ohne Software lassen sich ca. 60.000 Messwerte speichern. Die Daten werden als PDF-Datei automatisch ausgegeben (keine Treiberinstallation notwendig), frei einstellbarer Speicherintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden (via Software Log Connect, kostenloser Download), Batteriestandzeit > 3 Jahre (bei Messintervall > 15 Minuten), Status- und Alarm-LEDs, inkl. Wandhalter und Befestigungsschrauben Technische Daten: Messbereich : -40 bis +70°C Auflösung: 0,1°C Genauigkeit: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-10 bis 40°C) Abmessungen: 100 x 19 x 19 mm Gewicht: 70 g Best.-Nr. 2-5686 Für Temperatur

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5686
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072069940
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	-40 °C
Breite	19 mm
Höhe	19 mm
Länge	100 mm
Tiefe	100 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	70 g
Typ Schnittstelle	USB
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit integriertem Datenspeicher mit Schnittstelle mit Grenzwerteinstellung mit Alarmfunktion inklusive Batterien/Akku für die Wandmontage geeignet
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	Thermometer
Energieversorgung	Batterie
Typ Kalibrierung	automatisch
gemessene Größe(n)	Temperatur
Messeinheit	°C
Messgenauigkeit °C	0.5 °C

