



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Amarell USB-Datenlogger, Typ 98581, für Temperatur mit LCD-Anzeige, Messbereich

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

USB-Datenlogger, Typ 98581, für Temperatur mit LCD-Anzeige, Messbereich -40...+85 in 0,1°C, Genauigkeit  $\pm 0,6^\circ\text{C}$  von -20 bis  $+50^\circ\text{C}$ , sonst  $\pm 1,2^\circ\text{C}$ , 32000 Speicherwerte, Messtakt 1Sek. - 6Std., komplett mit Windows-Software und Batterie, Abmessungen 136x30mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LL-0687
Hersteller (Marke)	Amarell
VGKL Nummer	101018581
EAN	4058072462925
Temp MAX	85 °C
Temp MIN	-40 °C
Ursprungsland	Taiwan
Zolltarifnummer	90258040
gemessene Größe(n)	Temperatur

