



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo Funk Datenlogger (WLAN) Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank

374,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Die innovativen WLAN Datenlogger sind die moderne Lösung zur Überwachung von Temperatur in Laboren, Lager- und Arbeitsräumen. Die Geräte zeichnen zuverlässig die Temperatur in einstellbaren Intervallen auf und funken die Messwerte direkt über WLAN an das Endgerät. Mit der kostenlosen App können Sie leicht mehrere Logger parallel in Ihr WLAN integrieren. Die gespeicherten Messwerte können jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC ausgewertet werden. Grenzwert-Überschreitungen werden sofort per E-Mail, optional per SMS oder über die App als Push-Benachrichtigung gemeldet. Somit bleiben kritische Prozesse und Bedingungen, wie z.B. die Lagerung von biologischem Material stets unter Kontrolle, selbst wenn man nicht selbst vor Ort ist. Die Datenlogger speichern intern bis zu 10000 Messwerte pro Kanal. Das Display gibt Auskunft über aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit.

Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank

Display zur Temperaturmessung, zwei Anschlüsse für externe NTC-Temperaturfühler, inkl. zwei Flachband-Temperaturfühler, zwei Temperatur-Simulationsfläschchen zur Befüllung mit Glykol, USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0180
Hersteller (Marke)	Testo
alte neoLab ArtikelNr.	1-5713
EAN	4058072980481
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	weiß hellgrau
Temp MAX	150 °C
Temp MIN	-50 °C
Breite	30.5 mm
Höhe	95 mm
Länge	75 mm
Tiefe	75 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Gewicht	240 g
für Umgebungstemperatur	-30 bis 50° C
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit integriertem Datenspeicher mit Zertifizierung mit Grenzwerteinstellung mit Alarmfunktion im Set inklusive Batterien/Akku
Auflösung °C	0.1 °C
(Kombinierte) Funktionen	Datenlogger Thermometer
Energieversorgung	Batterie Akku
Anzahl Teile im Set	4
gemessene Größe(n)	Temperatur
Datenübertragung	WLAN
Messeinheit	°C
Messgenauigkeit °C	0.3 °C
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller

