



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo 174 T Set - Mini-Datenlogger für Temperatur im Set

138,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bei der Lagerung von Arznei- oder Lebensmitteln ist stets darauf zu achten, dass die Lagertemperatur bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Mit dem Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T können Sie eine kontinuierliche Temperaturkontrolle vornehmen, ganz gleich, ob Ihre Waren im Regal, in der Thekenauslage oder im Kühlschrank/Kühlhaus lagern. So können Sie jederzeit prüfen; ob Sie die vorgeschriebenen Temperaturzonen einhalten. Denn der Datenlogger zeichnet die Messwerte zuverlässig auf und lässt sich somit zur lückenlosen Messdatenerfassung und -dokumentation verwenden. Das leistet der Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T Der Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T hat eine Speicherkapazität von bis zu 16 000 Messwerten. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Der aktuelle Messwert sowie mögliche Grenzwertverletzungen werden gut sichtbar auf dem großen Display angezeigt. Bei dem Temperatursensor, der im Datenlogger verbaut ist, handelt es sich um einen NTC-Sensor mit hoher Genauigkeit. Der Messbereich des Datenloggers für Temperatur reicht von -30 °C bis +70 °C. Daher lässt er sich auch bei sehr niedrigen Temperaturen gut einsetzen und eignet sich z.B. für die Temperaturkontrolle im Kühlschrank oder Kühlhaus. Besonders praktisch für Anwendungen rund um Lebensmittel (z.B. Lagertemperatur-Messung): Der Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T ist nach EN 12830 zertifiziert, HACCP-konform und durch HACCP International zertifiziert. Zusätzlich ist er gegen Spritz- und Strahlwasser geschützt; gemäß Schutzart IP65. So kann der Datenlogger für Temperatur auch bei der Reinigung von Lagerhallen am Messort bleiben. Programmierung und Auswertung des Mini-Datenloggers für Temperatur Mithilfe einer Software können Sie Ihren Datenlogger für Temperatur programmieren und auslesen sowie eine Messdaten-Auswertung am PC vornehmen. Testo bietet dafür drei verschiedene Software-Versionen an: Software ComSoft Basic – kostenloser Download möglich – für die schnelle Programmierung des Temperatur-Datenloggers und eine einfache Datenauswertung Software ComSoft Professional – zusätzlich optional erhältlich – bietet verschiedene Möglichkeiten zur detaillierteren Analyse der Messwerte Software ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen nach CFR 21 Part 11 im Pharma-Bereich Set-Vorteil: Datenlogger ist sofort startklar Um Ihren Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T zu programmieren und auszulesen, benötigen Sie ein USB-Interface. Beim Kauf dieses Sets ist das USB-Interface bereits im Lieferumfang enthalten. So können Sie Ihre Temperatur-Aufzeichnung sofort starten! Achtung: Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0158
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100941747
EAN	4066292350199
Hersteller EAN	4029547010828
Bruttogewicht	0.364
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.36400 kg
Temp MAX	70 °C
Temp MIN	-30 °C
UNNummer	3091
Ursprungsland	China
Verpackungsbreite	0.30000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Breite	38 mm
Verpackungstiefe	0.16000 m
Zolltarifnummer	90251900900
Höhe	60 mm
Tiefe	18.5 mm
Schutzart	IP 65
gemessene Größe(n)	Temperatur
Typ Batterie	Batterie

