



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KERN Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN 300-0.1US., 0,01 mm

740,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Externer Messkopf Datenschnittstelle USB, serienmäßig (nur für Modelle mit Ablesbarkeit = 0,01 mm) Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei) Wählbare Einheiten: mm, inch Lieferung im robusten Tragekoffer

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-5535
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072150402
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
steril	Nein
Hersteller	KERN

