




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Fadenzähler Kunststoff, 30 x 30 mm

27,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Präzisions-Fadenzähler mit seitlicher Skala mit mm-Teilung.

Gehäuse aus schwarzem Kunststoff.

PXM[®]-Leichtlinse, beschichtet.

Ausschnitt: 30 x 30 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2440
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072061012
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Breite	53.5 mm
Form	rechteckig
Höhe	53 mm
Länge	40 mm
Tiefe	40 mm
DM Linse	26 mm
Material Linse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Schliff	konvex
Ausschnitt	30 x 30 mm
Material Lupe	Polyamid (PA. unspezifisch)Iglasfaserverstärkt
Typ Lupe	Fadenzähler
Vergrößerung	5-fach

