




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Fadenzähler 30 x 30 mm , 5x, Messing verchromt

Sonderangebot

25,00 €

Normalpreis

37,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Gehäuse: Messing mattglanz verchromt

Linse: Silikatglas optisch geschliffen, bikonvex runder Ausschnitt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1709
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072013363
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Breite	51.5 mm
Form	rechteckig
Höhe	53 mm
Länge	40 mm
Tiefe	40 mm
Ausschnitt	30 x 30 mm
DM Linse	28 mm
Material Linse	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Material Lupe	Messing verchromt
Schliff	bikonvex
Typ Lupe	Fadenzähler
Vergrößerung	5-fach

